

# CharmSensy®

## ■ Fényre kötő érzékenységet csökkentő anyag

A „CharmSensy®” eredményes a dentin csatornák fedésében, valamint a fogak éles fájdalmának csökkentésében a nyaki területen és a kopott fogak esetén.

Folyamatosan fluoridot ad le, megelőzve a másodlagos cariest.

Biokompatibilis, vékony, superior dentin ragasztó, magas mechanikai tulajdonságokkal.

### Termék Jellemzők

Nano technológián alapuló érzékenységet csökkentő anyag.

Hiperérzékenység kezelése.

Másodlagos caries megelőzése fluorid tartalma miatt.

Alacsony kopás.

Tökéletes mechanikai és kémiai tulajdonságok.

Magas tapadás.

Dentin csatornák tökéletes fedése.

Biokompatibilis.

### Felhasználási Terület

Hiperérzékeny fogak.

Fogpótlási és orthodontiás kezelések előtti és utáni.

Fogkő leszedése utáni használat.

Nyaki, korona, inlay területen.

Védtelen fogterületek határai.



CharmSensy®

### Kiszerelés

· CharmSensy® 5 ml x 1 bottle, Micro brush

### Alkalmazás



1. Application

2. Light cure (20sec)

3. Check ing (With a irblow)