

# Miele laboratóriumi mosogatógép, PG 8583

AA Miele mosogatógépek az analitikai alkalmazások során használt üvegeszközök tisztításához nyújtanak professzionális megoldást. A mosogatógép vezető laboratóriumi üvegeszköz gyártó cégek ajánlásával rendelkezik.

Az újratervezett műszaki megoldások, a felügyeleti funkciók széles köre és a számos konfigurálható kosár következtében a PG 8583 típus nem csak magas szintű biztonságot és hatékonyságot nyújt, hanem nagyobb teljesítményt és megbízhatóságot kínál a felhasználó számára, mint a korábbi típusok.



- Ún. „touch-on-steel” vezérlő, három soros kijelzővel: a középpontban az új kezelőpanel található, amely az ajtó fogantyú és a vezérlőpanel praktikus kombinációja. A „touch-on-steel” vezérlő egy sík rozsdamentes acél felületbe van beágyazva
- Minden területet felölelő széles programválaszték, valamint lehetőség van felhasználó-specifikus programok használatára
- Rutin feladatok gyors indítása: egyedileg kiválasztott programnevek állíthatók be, valamint közvetlen elérésű gombokhoz rendelhetők hozzá
- AutoOpen/ComfortClose ajtó nyitás/zárás: csekély erő szükséges az ajtó kinyitásához és becsukásához, az ajtó behúzása és reteszelése automatikusan történik
- Az ajtóban lévő szilárd tisztítószer tároló tartály kapacitása kb. 2 kg
- Optimalizált befecskendező karok: 6 érzékelővel, melyből 2 ellenőrzi a befecskendező karok forgását a mosogatógépben, 4 pedig a kosarat érzékeli
- A program végén, amikor a hőmérséklet a mosogatógépben 70 °C alá csökken, az ajtó automatikusan kinyílik. Ekkor a forró, páráos levegő kiáramlik a mosogatógépből, ezáltal az eszközök gyors lehűlnek és megszáradnak
- IP 20 védelmi szint, a készülék megfelel az EN 980, EN 62304 és EN 50581 szabványok előírásainak



|                                                      |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Típus</b>                                         | <b>PG 8583</b>                                                                                                                                         |
| <b>Kódszám</b>                                       | 141-1358                                                                                                                                               |
| <b>Úrtartalom, liter</b>                             | 146                                                                                                                                                    |
| <b>Kapacitás</b>                                     | 128 db szűknyakú lombik, vagy 98 db pipetta                                                                                                            |
| <b>Programok száma, db</b>                           | 14                                                                                                                                                     |
| <b>Program beállítás / kijelzés</b>                  | Érintőképernyős vezérlés, könnyen áttekinthető programok                                                                                               |
| <b>Adagoló egységek</b>                              | 1 adagoló pumpa semlegesítő oldathoz, adagoló pumpa folyékony tisztítószerre (szilárd tisztítószer az ajtóban), 1 (2) DOS K85 csatlakozó folyadékokhoz |
| <b>Keringető szivattyú teljesítménye, liter/perc</b> | max. 500                                                                                                                                               |
| <b>Vezérlés</b>                                      | Automatikus ajtózárral, hőmérséklet szabályozás                                                                                                        |
| <b>Vízcsatlakozások</b>                              | 1 x hideg víz (EC), 1 x hideg víz a gőz kondenzálásához, 1 x ioncserélt víz (AD), 1x meleg víz (HW)                                                    |
| <b>Elektromos adatok</b>                             | Bemenő feszültség 400 V AC 50 Hz (három fázis), összes elektromos teljesítmény felvétel 9,3 kW, biztosíték 3 x 16 A                                    |
| <b>Külső méretek (szél. x mély. x mag.), mm</b>      | 600 x 600 x 835                                                                                                                                        |
| <b>Belső méretek (szél. x mély. x mag.), mm</b>      | 536 x 522 x 523                                                                                                                                        |
| <b>Tömeg, kg</b>                                     | 74                                                                                                                                                     |

## Megnövelt tisztaság

Kézi utótisztításra nincsen szükség az intenzív tisztító hatásnak köszönhetően. A speciális lézer hegesztési technológia következtében a belső kamra varratmentes, valamint a meleg vizes pumpára áthelyezett fűtőelemek garantálják a megtisztított eszközök teljes száradását, továbbá csökkentik a visszamaradó szennyeződések és maximalizálják a tisztítószer hatásfokát. Az analitikai vizsgálatok sikerességét nagyban segítik azáltal, hogy az eszközökön nem maradnak hátra az elemzési eredményeket befolyásoló anyagok.

## Megnövelt rugalmasság

Az új moduláris felépítésű, a különböző tisztítandó eszközökhöz igazodó kosarak a laboratóriumban maximális flexibilitást és intuitív működést garantálnak. A rugalmas kialakítás és az optimális kombinációk csökkentik a betöltő betétek számát, valamint a beszerzési és a tárolási költségeket. A választék és számos program biztosítja az ügyfelek számára, hogy a szennyezettség mértékének, mennyiségének és típusának, valamint az üvegedény minőségének megfelelő, célzott programokat használhassanak. Továbbá lehetőség van felhasználó-specifikus program összeállításra is, amennyiben az a munka során szükséges.

## Moduláris kosárkészletek mosogatógéphez

Az új kosárkészletek, a „Basic A 205” és az „Advanced A 206” maximális rugalmasságot biztosítanak, mivel számos különböző kombinációban használhatók.

A kosarakat és az egyéb tartozékokat külön szükséges megrendelni, amelyekről részletes információ található a <http://hu.vwr.com> honlapon.

| Leírás                                                                                                                                         | Kódszám  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A 205 Basic kosárkészlet tartalma: 1 db A 101 felső kosár, 1 db A 150 alsó kosár 2 db AK 12/2 modullal és 1 - 1 db A 300/1 és A 301/2 modullal | 141-1360 |
| A 206 Advanced kosárkészlet tartalma: 1 db A 100 felső kosár, 1 db A 150 alsó kosár 2 - 2 db A 302 és A 301/2 modullal                         | 141-1361 |

Új VWR  
kosárkészlet

