

Termékismertető

Az eszközök 140mm átm., 4-5 mm falvastagságú acél oszlopokból és 60 mm átm, 3-4mm falvastagságú karokból, illetve egy 345x345x8mm-es talplemezből állnak. A fém alkatrészek felületeit homokfúvással készítik elő az időjárási viszontagságok és a korróziós károk ellen. Ezáltal elérik a tökéletes tisztaságú felületet a későbbi galvanizáláshoz és porszóráshoz.

A mozgó alkatrészeket, csapágyakat zárt rendszerben tervezik, védettek a külső behatásoktól.

A kapaszkodók, végzárók és az ülőfelületek UV álló, tömör polietilén elemek, ergonomikus kialakítással, cinezett csavarokkal és szegecsekkel rögzítve.

Szerelés: Az eszköz összeszerelt állapotban kerül leszállításra, melyet az előre bebetonozott rögzítőhöz kell csavarozni. Az alaphoz rögzítés lefedése műanyag borítóval (tartozék) történik.

Egyes eszközök 2-3 személynek is lehetővé teszik a gyakorlatok egy időben történő elvégzését. Többféle izomcsoport megmozgatására alkalmasak, sérülések és erőfeszítések nélkül. Az eszközök egyszerű, mindenki számára elvégezhető gyakorlatokat tesznek lehetővé.

A tervezés során sem éles, sem hegyes alkatrészek nem veszélyeztetik a felhasználót.

Minőség: az eszköz megfelel az EN 1176, 1177, 957 szabványoknak, TÜV minősítéssel rendelkezik.

A nem rendeltetésszerű használatból adódó esetleges problémákért felelősséget nem vállalunk!

CF01-1 - Twister



Funkció: az ágyék-, a külső has- és a csípőizomzat erősítése. Javítja a vérkeringést, ezáltal több oxigént juttat az izmokhoz.

Modulok: 1 db ülő és 2 db álló használati hely

Ajánlás: Mindig figyelembe kell venni a személy egyéni fizikai állapotát.

Méret: 116,5 × 115 × 141 cm

CF02 – Bike & Stepper



Funkció: a láb és a fenék izmainak erősítése.
Javítja a vérkeringést, ezáltal több oxigént juttat az izmokhoz.
Modulok: 1 db ülő és 1 db álló használati hely

Ajánlás: Mindig figyelembe kell venni a személy egyéni fizikai állapotát.

Méret: 147,7 × 60 × 138 cm

CF03 – Station 1



Funkció: a felsőtest és a láb izmainak erősítése. Javítja a vérkeringést, ezáltal több oxigént juttat az izmokhoz.
Modulok: 1 db ülő és 2 db álló használati hely

Ajánlás: Mindig figyelembe kell venni a személy egyéni fizikai állapotát.

Méret: 186 × 173,5 × 210 cm

CF04 - Lábnyújtó



Funkció: az első és hátsó comb izmok erősítése.
Javítja a vérkeringést, ezáltal több oxigént juttat az izmokhoz.
Modulok: 2 db álló használati hely

Ajánlás: Mindig figyelembe kell venni a személy egyéni fizikai állapotát.

Méret: 122,5 × 40,6 × 153,8 cm

CF05 - Karműjtő



Funkció: a csukló, a váll és a kar izmainak erősítése. Javítja a vérkeringést, ezáltal több oxigént juttat az izmokhoz. Modulok: 2 db álló használati hely

Ajánlás: Mindig figyelembe kell venni a személy egyéni fizikai állapotát.

Méret: 114 × 77,5 × 137,3 cm

CF06 – Leg press



Funkció: A láb és derék izomzatának és ízületi stabilitásának fejlesztése és megerősítése. A reumatikus ízületi gyulladásokat enyhíti.

Használati utasítás:

1. Üljön le és támassza hátát az üléstámlának.
2. Nyomja lábaival a pedált, amíg teljesen ki nem nyújtotta lábait, majd engedje vissza a kiinduló helyzetbe.

Ajánlás: A használat során a hátát támassza a háttámlának és összpontosítsa erejét lábaiba. Ajánlunk 3-szor 12 nyújtás sorozatot, mindegyik között 5 másodperces szünetet tartva.

Megjegyzés: Ez egy erőgyakorlat. Ha fájdalmat érez, fejezze be a gyakorlatot!

Méret: 187,6 × 60 × 181 cm

CF07 - Láberősítő




Funkció: a láb izmainak erősítése. Javítja a vérkeringést, ezáltal több oxigént juttat az izmokhoz.

Modulok: 2 db álló használati hely

Ajánlás: Mindig figyelembe kell venni a személy egyéni fizikai állapotát.

Méret: 112 × 48 × 152 cm

CF09 – Dupla légben járó



Funkció: a láb és a derék izmainak erősítése. Javítja a vérkeringést, ezáltal több oxigént juttat az izmokhoz.
Modulok: 2 db álló használati hely

Ajánlás: Mindig figyelembe kell venni a személy egyéni fizikai állapotát.

Méret: 160 × 60 × 153 cm

CF10 – Légben járó



Funkció: a láb és a derék izmainak erősítése. Javítja a vérkeringést, ezáltal több oxigént juttat az izmokhoz.
Modulok: 2 db álló használati hely

Ajánlás: Mindig figyelembe kell venni a személy egyéni fizikai állapotát.

Méret: 77 × 59 × 162 cm

CF11 – Hasizom erősítő



Funkció: a has, a derék és a hátizomzat erősítése. Javítja a vérkeringést, ezáltal több oxigént juttat az izmokhoz.

Ajánlás: Mindig figyelembe kell venni a személy egyéni fizikai állapotát.

Méret: 139 × 71 × 59 cm

CF16 – Stepper és derékerősítő



Funkció: a láb és a fenék izmainak erősítése. Javítja a vérkeringést, ezáltal több oxigént juttat az izmokhoz.
Modulok: 1 db ülő és 1 db álló használati hely

Ajánlás: Mindig figyelembe kell venni a személy egyéni fizikai állapotát.

Méret: 143 × 60 × 143 cm

CF18-1- Station 2



Funkció: mell-, has-, hát-, kar- és lábizmok erősítése. Javítja a vérkeringést, ezáltal több oxigént juttat az izmokhoz.
Modulok: 2 db ülő és 1 db álló használati hely

Modulok:

- has erősítés és ereszkedés: a kapaszkodós támasztékon a lábak felhúzása, illetve a test feltolása és leengedése a karok kinyújtásával és behajlításával
- lábnyújtás: a lábszár emelgetésével
- háthúzás: a karok lehúzása hát- és karizom igénybevételével

Megjegyzés: Ez egy erőgyakorlat. Ha fájdalmat érez, fejezze be a gyakorlatot!

Méret: 171 × 165 × 180 cm